

Кушетки

Кушетка медицинская смотровая КМС-1

Предназначена для размещения пациентов при проведении осмотров

РУ № ФСР 2009/05812 от 12.11.2015г.



Перейти на сайт




Смотреть видео

Углы наклона подголовника изменяются с помощью механизмов «Растомат»

Фанерное основание ложа выдерживает нагрузку до 120 кг



Низкая посадочная высота ложа позволяет пациентам с низким ростом или пожилого возраста легко расположиться на кушетке




Мягкое двухсекционное ложе из пенополиуретана толщиной 30 мм обтянуто винилискожей по бесшовной технологии

Разборная конструкция кушетки позволяет экономить на транспортных расходах

Резиновые накладки защищают порошковое покрытие опорных ножек от появления ржавчины при попадании влаги





Габаритные размеры в гофрокартонной упаковке, мм



$V = 0,17 \text{ м}^3$

Габаритные размеры в деревянной обрешётке, мм



$V = 0,33 \text{ м}^3$