


2 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Боковое ограждение (2 штуки)



Матрац в чехле из винилскожи



Матрац в чехле из мембранной ткани



Матрац четырёхсекционный

Карман для истории болезни пациента
Перекладчик складной
Приспособление для мытья пациентов
Приспособление для удлинения ложа кровати
Дополнительная секция матраца
Рама Балканского
Ремень фиксирующий (комплект)
Столик для питания
Штатив для вливаний

3 ЦВЕТОВАЯ ГАММА НРЛ-ПЛАСТИКА

СТАНДАРТНАЯ



3932, 3934 Серый

ПОД ЗАКАЗ



1111/С Белый

1055/У Ваниль

1248/6 Ярко-жёлтый

1062/6 Жёлтый



1023/6 Светло бирюзовый

1243/6 Салатовый

1018/6 Бирюза

1040/6 Голубой

4 КОНТАКТЫ



Позвоните нам по телефону +7 (831) 774-80-30
Работаем с 08:00 до 16:40 (МСК), без перерыва на обед
Выходные дни: суббота и воскресенье



Напишите письмо и отправьте на welcome@dzmo.ru



Оформите заказ на www.dzmo.ru



Оформите заказ у нашего Партнёра
Контактные данные наших Партнёров в Вашем
регионе узнайте по телефону +7 (831) 774-80-30



Улыбнитесь!



Кровати медицинские многофункциональные механические
К-ДЗМО-1-4-Р, К-ДЗМО-1-4-В, К-ДЗМО-1-4-Г

1

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



Оптимальная высота ложа (545 мм) обеспечивает лёгкость расположения на кровати пациентам с низким ростом или пожилого возраста



Для проведения реанимационных мероприятий спинки мгновенно снимаются с каркаса кровати



Возможно исполнение ложа из литого перфорированного ABS-пластика

Торцевые спинки оснащены вставками из влагостойкого и прочного HPL-пластика

Ограничители предупреждают скольжение или падение матраца на пол

Четырёхсекционное ложе выполнено из стальной сетки сечением 5 мм с ячейкой 50x50мм



Пластиковые держатели надёжно фиксируют съёмные сетки ложа на металлическом каркасе

Углы наклона спинной и бедренной секций регулируются **пластиковыми гребёнками, винтами** или **газовыми пружинами**

Углы наклона ножной секции регулируются механизмами «Растомат»






Угловые роликовые бамперы из серой резины защищают кровать и стены больничного корпуса от механических повреждений при столкновении

Разборная конструкция кровати позволяет экономить на транспортных расходах

Две колёсные опоры оснащены тормозом для жёсткой фиксации кровати на полу

Колёсные опоры диаметром 125 мм делают кровать маневренной и бесшумной при транспортировке

На фотографии представлена К-1-4-В с винтами



2

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КРОВАТИ



К-ДЗМО-1-4-Р с пластиковыми гребёнками



К-ДЗМО-1-4-Г с газовыми пружинами

РУ № РЗН 2020/12149 от 02.10.2020г.

Гарантийный срок 12 месяцев

Нужна более подробная информация?



Перейдите на dzmo.ru (К-ДЗМО-1-4-Р)



Перейдите на dzmo.ru (К-ДЗМО-1-4-В)



Перейдите на dzmo.ru (К-ДЗМО-1-4-Г)